


	<p>Calle 74 No. 15-13/15 Of 501 Bogotá – Colombia Tel. (57 1) 7024960 3106285948 www.laboutique.com.co</p>	<p><b>TERAPIA DE SUEÑO</b></p>	
---	--	--------------------------------	---

## Mascara Nasal AirFit P10 Adulto



### FICHA TÉCNICA

¡La mascarilla con almohadillas nasales AirFit™ P10 de ResMed es nuestra mascarilla más silenciosa a la fecha! La AirFit P10, que cuenta con lo último en tecnología para el tratamiento de la apnea del sueño, es aproximadamente un 50 % más silenciosa y un 50 % más liviana que su predecesora, y se ha probado que ofrece más de 40 minutos de sueño adicional por noche.

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

<b>Presión de funcionamiento</b>	Minima: 4 cmH <sub>2</sub> O
	Máxima: 20 cmH <sub>2</sub> O
<b>Condiciones de almacenamiento</b>	-20°C a 60 °C
	15% a 95% de Humedad Relativa

### RESISTENCIA

Descenso de la presión	a 50 SLPM	a 100 SLPM
cmH <sub>2</sub> O	0,4	1,4

 <p><b>LA BOUTIQUE</b> DEL CUIDADO RESPIRATORIO</p>	<p>Calle 74 No. 15-13/15 Of 501 Bogotá – Colombia Tel. (57 1) 7024960 3106285948 www.laboutique.com.co</p>	<p><b>TERAPIA DE SUEÑO</b></p>	 <p><b>ResMed</b></p>
--	--	--------------------------------	--

## BENEFICIOS

### Una máscara ultrasilenciosa

- Nuevo sistema de ventilación con malla entretejida que se encarga de alejar silenciosamente el aire exhalado para que usted y su pareja no lo noten.
- Según estudios realizados por ResMed la máscara AirFit P10 es un 50% más silenciosa que sus otras máscaras.

### Una máscara ultraliviana

- Según ResMed la AirFit P10 es un 50% más liviana que sus mascarillas nasales anteriores.
- Posee un nuevo tubo flexible ultraliviano que brinda comodidad sin perder la calidad y duración.

## VENTAJAS

### Una máscara fácil de usar

- El diseño minimalista compuesto de 3 piezas facilita su montaje, el ajuste y la limpieza de la máscara.

### Fácil de montar

- Las almohadillas nasales poseen un cierre de mosquetón que se identifican en tamaños discriminados por colores y orientación izquierda/derecha facilitando su colocación.

### Comodidad

- La mascarilla se sella por contacto y brinda firmeza gracias a una acción elástica que permite al paciente moverse con comodidad sin afectar su sellado.

## VIDA ÚTIL (ESTIMADA SEGÚN FÁBRICA BAJO CONDICIONES INICIALES)

- ✓ 7 a 12 meses dependiendo del uso y cuidados del paciente.