

 <p><b>LA BOUTIQUE</b> DEL CUIDADO RESPIRATORIO</p>	<p>Calle 74 No. 15-13/15 Of 501 Bogotá – Colombia Tel. (57 1) 7024960 3106285948 www.laboutique.com.co</p>	<p><b>TERAPIA DE SUEÑO</b></p>	<p><b>Fisher &amp; Paykel</b> HEALTHCARE</p>
--	--	--------------------------------	--

## Mascara Oronasal Vitera Adulto



### FICHA TÉCNICA

El confort es único. El confort es personal. El confort es un componente clave de una terapia satisfactoria. Por eso pensamos que es importante considerarlo en una noche entera de sueño, y no solo durante la consulta inicial. Las tecnologías F&P Vitera se combinan para ofrecer estabilidad, transpirabilidad y confort durante toda la noche.

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

<p><b>Presión de funcionamiento</b></p>	<p>Minima: 4 cmH<sub>2</sub>O</p>
	<p>Máxima: 30 cmH<sub>2</sub>O</p>
<p><b>Niveles de ruido</b></p>	<p>29,8 dBA +/- 2,5 dBA</p>
<p><b>Condiciones de almacenamiento</b></p>	<p>-20°C a 60 °C</p>
	<p>15% a 95% de Humedad Relativa</p>

 <p><b>LA BOUTIQUE</b> DEL CUIDADO RESPIRATORIO</p>	<p>Calle 74 No. 15-13/15 Of 501 Bogotá – Colombia Tel. (57 1) 7024960 3106285948 www.laboutique.com.co</p>	<p><b>TERAPIA DE SUEÑO</b></p>	
--	--	--------------------------------	---

## RESISTENCIA

Descenso de la presión	a 50 SLPM	a 100 SLPM
cmH <sub>2</sub> O +/- 0,15	0,24	0,47

## ESPACIO MUERTO

Tamaño del armazón	Pequeña	Mediana	Grande
Centímetros Cúbicos	246	271	322

## BENEFICIOS

- Cierres para sellado con arnés.
- Enganche de la frente fácil para poner y quitar.
- Arnés ajustable.

## VENTAJAS

### Arnés con tecnología VentiCool

- El arnés Vitera incorpora VentiCool, un tejido transpirable patentado inspirado en la ropa deportiva que permite mayor paso de aire y humedad que el material utilizado en otras referencias de máscaras faciales.

### Libertad de movimiento

- RollFit XT, posee 93% más de capacidad de rotación que el RollFit anterior, además viene con una barra de estabilidad que ayuda a mantener la vaina en posición.
- La vaina de silicona suave rueda hacia delante y hacia atrás.
- En la máscara Vitera las vainas han cambiado; la pequeña ahora es más pequeña y la grande es más grande.

## VIDA ÚTIL (ESTIMADA SEGÚN FÁBRICA BAJO CONDICIONES INICIALES)

- ✓ 7 a 12 meses dependiendo del uso y cuidados del paciente.