

 <p><b>LA BOUTIQUE</b> DEL CUIDADO RESPIRATORIO</p>	<p>Calle 74 No. 15-13/15 Of 501 Bogotá – Colombia Tel. (57 1) 7024960 3106285948 www.laboutique.com.co</p>	<p><b>TERAPIA DE SUEÑO</b></p>	
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

## Mascara Nasal AirFit N20 Adulto



### FICHA TÉCNICA

El rostro de cada persona es diferente. Pero con nuestra nueva serie AirFit™ 20, ajustarse a un amplio rango de pacientes nunca ha sido tan fácil. Eso es porque cada mascarilla se ha diseñado especialmente para ajustarse a todos los pacientes, más allá de su perfil facial, lo cual elimina las constantes conjeturas en la selección de la mascarilla. Y con un reciente estudio internacional que demostró que la serie AirFit N20 se ajusta al 99 % de los pacientes, usted puede confiar en que tendrá un buen desempeño en su diverso grupo de pacientes.

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

<b>Presión de funcionamiento</b>	Minima: 4 cmH <sub>2</sub> O
	Máxima: 30 cmH <sub>2</sub> O
<b>Niveles de ruido</b>	24 +/- 3 dBA
<b>Materiales</b>	Almohadilla: Silicona
	Arnés: Combinación UBL/Malla
	Clips Arnés-Tubo: Elastómero de poliéster termoplástico
	Desmontaje rápido: Polioximetileno (acetálico)
<b>Condiciones de almacenamiento</b>	-20°C a 60 °C
	15% a 95% de Humedad Relativa

 <p><b>LA BOUTIQUE</b> DEL CUIDADO RESPIRATORIO</p>	<p>Calle 74 No. 15-13/15 Of 501 Bogotá – Colombia Tel. (57 1) 7024960 3106285948 www.laboutique.com.co</p>	<p><b>TERAPIA DE SUEÑO</b></p>	
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

## RESISTENCIA

Descenso de la presión	a 50 SLPM	a 100 SLPM
cmH <sub>2</sub> O	0,3	1,3

## VENTAJAS

**Especialmente diseñada para ajustarse a todos los pacientes, independientemente del perfil facial**

- Posee un arnés de felpa diseñado para brindar suavidad y estabilidad.
- Broches magnéticos para sujeción al armazón

**Mascarilla “sin reglas de ajuste” que es sencilla de colocar y ajustar, sin sacrificar el desempeño**

- Posee un armazón blando y flexible que se adapta a diferentes tipos faciales, mientras ofrece suavidad en el interior gracias a su relleno integrado.
- El armazón descansa bajo los ojos.

## VIDA ÚTIL (ESTIMADA SEGÚN FÁBRICA BAJO CONDICIONES INICIALES)

- ✓ 7 a 12 meses dependiendo del uso y cuidados del paciente.