
 <p>LA BOUTIQUE DEL CUIDADO RESPIRATORIO</p>	<p>Calle 74 No. 15-13/15 Of 501 Bogotá – Colombia Tel. (57 1) 7024960 3106285948 www.laboutique.com.co</p>	<p>CUIDADO RESPIRATORIO</p>	
--	--	------------------------------------	---

BiPAP AutoSV DreamStation





FICHA TÉCNICA

Para los pacientes con apnea del sueño central, apnea del sueño compleja y respiración periódica, DreamStation BiPAP autoSV ofrece ventilación óptima con una intervención mínima. Su algoritmo clínicamente probado proporciona soporte cuando se necesita y, junto con los patrones de respiración del paciente, minimiza la presión aplicada, la presión soporte y la respiración suministrada mecánicamente, de modo que los pacientes pueden dormir cómodamente y descansar.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modos Ventilatorios	BiNivel
	Cpap
Interfaz	No invasiva
Rangos de presión	IPAP: 4 a 30 cmH ₂ O
	EPAP: 4 a 25 cmH ₂ O
	CPAP: 4 a 20 cmH ₂ O
Rampa	Tiempo: 0 a 45 min, con incrementos de 5 min.
	Presión inicial: 4 cmH ₂ O en EPAP
Humidificación	Humidificación térmica Fija
	Humidificación térmica adaptable
Filtros	Reutilizable para polen

 <p>LA BOUTIQUE DEL CUIDADO RESPIRATORIO</p>	<p>Calle 74 No. 15-13/15 Of 501 Bogotá – Colombia Tel. (57 1) 7024960 3106285948 www.laboutique.com.co</p>	<p>CUIDADO RESPIRATORIO</p>	
--	--	------------------------------------	---

	Ultrafino desechable
Tipo de control	Pantalla LCD
	Botón de inicio de tratamiento
	Botón inicio de rampa
	Botón giratorio de selección
Requerimientos eléctricos	100 – 240 VAC
	50-60 Hz
	1.0 – 2.0 A
Dimensiones	Sin humidificador: 15.7 x 19.3 x 8.4 cm (Largo, Ancho, Alto)
	Con humidificador: 29.7 x 19.3 x 8.4 cm (Largo, Ancho, Alto)

VENTAJAS

Humidificación activa

- Humidificación controlada por condiciones climáticas de la habitación.

Confort para el paciente

- Capacidad de pre-calentamiento.
- Opcional puede pedir el tubo calefactor (valor adicional).

Sistema de monitorización remota

- Sistema de conectividad:
 - Vía Bluetooth
 - Vía Wi-Fi
 - Modem 3G



Seguimiento al tratamiento por los pacientes

- Sistema de conectividad con Android e iOS (DreamMapper).
- Guardado de datos en la nube.

VIDA ÚTIL

Tiempo estimado según fábrica bajo condiciones iniciales:

- Equipo Bipap: 5 años
- Cubeta de agua: 1 año.
- Circuito de aire: 6 meses.

 <p>LA BOUTIQUE DEL CUIDADO RESPIRATORIO</p>	<p>Calle 74 No. 15-13/15 Of 501 Bogotá – Colombia Tel. (57 1) 7024960 3106285948 www.laboutique.com.co</p>	<p>CUIDADO RESPIRATORIO</p>	 <p>PHILIPS RESPIRONICS</p>
--	---	------------------------------------	---

GARANTÍA

✓ 2 años